



Hippurate Test

Rapid test tube for the detection of Hippurate hydrolysis.

INTENDED PURPOSE

Kit to perform hippurate test on bacterial isolate. This test is intended as an aid in the diagnosis, requiring further tests to complete the diagnostic results.

DESCRIPTION

Hippurate Test is used to detect the hydrolysis of sodium hippurate by certain bacteria. This test allows for example to differentiate Lancefield Group B Streptococci (GBS) from other β -hemolytic streptococci.

KIT CONTENT

- 1 Vial of Ninhydrin Reagent (5 ml) + dropper bottle
- 1 Cartridge with 30 discs of Hippurate Test
- 30 Empty Tubes

METHOD PRINCIPLE

Group B streptococci (*Streptococcus agalactiae*) and some other bacteria such as *Gardnerella vaginalis*, *Legionella pneumophila*, and *Campylobacter jejuni*, produce the enzyme hippurate hydrolase (hippuricase) which hydrolyzes hippuric acid to sodium benzoate and glycine. The hydrolysis of hippuric acid is detected with ninhydrin, a strong oxidizing agent that deaminates α -amino groups of glycine with the release of ammonia and carbon dioxide. Then, ammonia reacts with residual ninhydrin to form a blue to purple colored complex.

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

Standard microbiological supplies and equipment such as: inoculating loop, pipettes, culture media, physiological solution, quality control organisms.

REAGENTS

- Ninhydrin Reagent: 7% ninhydrin dissolved in an organic solvent.
- Hippurate Test discs: paper discs containing approximately 8 mg of sodium hippurate.

SPECIMEN

Collect specimens in sterile containers or with sterile swabs and transport to the laboratory. Process each specimen using procedures appropriate for that sample. This product is recommended for use only with pure cultures.

Refer to specific guidelines for more detailed information.

TEST PROCEDURE

1. Add 0.2 ml of sterile physiological solution to a test tube.
2. Inoculate with 1-3 colonies of a fresh isolate and mix well.
3. Using forceps, drop a Hippurate Test disc into the microbial suspension.
4. Incubate tubes at $35 \pm 2^\circ\text{C}$ for 2 hours.
5. Add 2 drops of Ninhydrin Reagent to the test tube, shake gently, re-incubate for 10 minutes. Do not exceed 30 minutes as false reactions may occur.

INTERPRETING RESULTS

Observe for a color change of the test suspension: A positive hippurate reaction is indicated by a color change of the test suspension to blue-purple. No color change is considered as a negative result.

STORAGE

2-8°C in its original packaging. Keep away from sources of heat and avoid excessive changes of temperature. Use until the expiry date indicated on the label. Eliminate without using if there are signs of deterioration.

SHELF LIFE

2 years.

QUALITY CONTROL**Expected Response:**

Appearance of Ninhydrin Reagent: Yellow liquid, clear.

Control strain		Characteristic reactions
<i>Streptococcus agalactiae</i>	ATCC® 13813 NCTC 8181	Positive reaction: Color change to blue
<i>Streptococcus pyogenes</i>	ATCC® 19615 NCTC 12696	Negative reaction: No color change

Please refer to the actual batch related Certificate of Analysis (CoA).

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Performance testing of Hippurate Test was carried out using the QC strains listed above. The results obtained met the established criteria.

LIMITATIONS

The Hippurate rapid test can be used as a presumptive diagnostic aid for identification of microorganisms capable of hydrolyzing hippurate, such as *Streptococcus agalactiae*. However further tests are needed to complete the diagnostic results.

Some strains of group D streptococci may give a weak positive result. Group B and D streptococci can be distinguished by subculture on Bile Aesculin Agar. Only group D streptococci hydrolyze esculin yielding a black color of the medium.

Incubation of the test culture for more than 30 min after the addition of Ninhydrin Reagent can give false-positive results.

WARNING AND PRECAUTIONS

- 1) **For *in vitro* diagnostic use (IVD).**
- 2) **For laboratory professional use only.**
- 3) Operators must be trained and have certain experience. Please read the instructions carefully before using the product. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from the instructions in this document.
- 4) Consult the Safety Data Sheet (SDS) for information regarding hazards and safe handling practices.
- 5) Do not use if the product or packaging appears to be damaged.
- 6) Follow standard precautions. All patient specimens should be considered potentially infectious and handled accordingly.
- 7) Handle all specimens as if infectious using safe laboratory procedures. Dispose of hazardous or biologically contaminated materials according to the practices of your institution.
- 8) Avoid cross-contamination of samples by using disposable tips and changing them after each sample.
- 9) Do not mix reagents of different batches. Please use the product within the validity period.
- 10) Do not eat, drink, smoke, apply cosmetics or handle contact lenses in areas where reagents and human specimens are handled.
- 11) Results should be interpreted by a trained professional in conjunction with the patient's history and clinical signs and symptoms, and epidemiological risk factors.
- 12) Ensure laboratory equipment is calibrated and maintained in accordance with the laboratory's procedure.
- 13) When test results are transmitted from the laboratory to an informatics centre, attention has to be done to avoid erroneous data transfer.

DISPOSAL OF WASTE

Disposal of waste must be carried out according to national and local regulations in force.

BIBLIOGRAPHY

See the references at the end of this document.

TABLE OF SYMBOLS

See the table of symbols at the end of this document.

ORDER INFORMATION

Product	Packaging	Ref.
Hippurate Test	30 tests	88007

Revision History

Revision	Release Date	Change Summary
0	2023-05-15	Updated layout and content in compliance with IVDR 2017/746, version reset to revision 0

This IFU document and the SDS are available from the online Support Center:

liofilchem.com/ifu-sds



Hippurate Test

Test rapido per la rilevazione dell'idrolisi dell'ippurato..

DESTINAZIONE D'USO

Kit per eseguire il test dell'ippurato su colonie batteriche. Il test è inteso come ausilio alla diagnosi, e sono necessari ulteriori test per completare i risultati diagnostici. Hippurate Test è un kit utilizzato per la determinazione rapida dell'idrolisi dell'ippurato come ausilio nell'identificazione di alcuni batteri.

DESCRIZIONE

Hippurate Test viene utilizzato per rilevare l'idrolisi dell'ippurato di sodio da parte di alcuni batteri. Questo test consente ad esempio di differenziare gli streptococchi di gruppo B di Lancefield (GBS) da altri streptococchi β -emolitici.

CONTENUTO DELLE CONFEZIONI

- 1 flacone di Ninhydrin Reagent (5 ml) + flacone contagocce
- 1 Cartuccia con 30 dischi di Hippurate Test
- 30 tubi vuoti

PRINCIPIO DEL METODO

Gli streptococchi di gruppo B (*Streptococcus agalactiae*) e alcuni altri batteri come *Gardnerella vaginalis*, *Legionella pneumophila* e *Campylobacter jejuni*, producono l'enzima ippurato idrolasi (ippuricasi) che idrolizza l'acido ippurico in benzoato di sodio e glicina. L'idrolisi dell'acido ippurico viene rilevata con la ninidrina, un forte agente ossidante che deamina i gruppi α -amminici della glicina con rilascio di ammoniaca e anidride carbonica. Quindi, l'ammoniaca reagisce con la ninidrina residua per formare un complesso di colore da blu a viola.

MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI

Forniture e attrezzature microbiologiche standard quali: ansa di inoculo, pipette, terreni di coltura, soluzione fisiologica, microrganismi per il controllo qualità.

REAGENTI

- Ninhydrin Reagent: ninidrina al 7% disciolta in un solvente organico
- Dischetti Hippurate Test: dischi di carta contenenti approssimativamente 8 mg di sodio ippurato

CAMPIONI

Raccogliere i campioni prelevati in contenitori sterili o con tamponi sterili e trasportarli in laboratorio. Trattare i campioni secondo la procedura appropriata per ognuno di loro. Questo prodotto è consigliato per l'uso esclusivamente con colture pure.

Fare riferimento alle linee guida specifiche per informazioni più dettagliate.

PROCEDURA DEL TEST

1. Trasferire in una provetta 0,2 ml di soluzione fisiologica sterile.
2. Inoculare con 1-3 colonie da un isolato fresco e miscelare bene.
3. Utilizzando delle pinzette depositare un dischetto di Hippurate Test nella sospensione.
4. Incubare a $35 \pm 2^\circ\text{C}$ per 2 ore.
5. Trasferire 2 gocce di Ninhydrin Reagent nella provetta, miscelare delicatamente, incubare nuovamente per 10 minuti. Non prolungare l'incubazione oltre i 30 minuti per evitare di generare risultati falso-positivi
6. Osservare il cambiamento di colore della sospensione ed interpretare il risultato.

Per informazioni più dettagliate, consultare la guida appropriata.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Osservare il viraggio del colore della sospensione del test: una reazione ippurato positiva è indicata dal viraggio del colore della sospensione del test al blu-viola. Nessun cambiamento di colore è considerato un risultato negativo.

CONSERVAZIONE

2-8°C nella sua confezione originale. Tenere lontano da fonti di calore ed evitare eccessivi sbalzi di temperatura. Utilizzare fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta. Eliminare senza utilizzare se vi sono segni di deterioramento.

VALIDITÀ

2 anni

CONTROLLO QUALITÀ

Risultati attesi:

Aspetto di Ninhydrin Reagent: liquido giallo, trasparente.

Ceppi di controllo		Caratteristiche di reazione
<i>Streptococcus agalactiae</i>	ATCC® 13813 NCTC 8181	Reazione positiva: Sviluppo del colore blu
<i>Streptococcus pyogenes</i>	ATCC® 19615 NCTC 12696	Reazione negativa: Nessun cambio di colore

Fare riferimento al certificato di analisi (CoA) relativo al lotto effettivo.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Il controllo delle prestazioni del Test dell'Ippurato è stato eseguito utilizzando i ceppi sopra elencati. I risultati ottenuti hanno soddisfatto i criteri stabiliti.

LIMITAZIONI

Hippurate Test può essere utilizzato come ausilio diagnostico presuntivo per l'identificazione di microrganismi in grado di idrolizzare l'ippurato, come *Streptococcus agalactiae*. Tuttavia, sono necessari ulteriori test per completare i risultati diagnostici.

Alcuni ceppi di streptococchi di gruppo D possono dare un risultato debolmente positivo. Gli streptococchi di gruppo B e D possono essere distinti mediante subcoltura su Bile Aesculin Agar. Solo gli streptococchi di gruppo D idrolizzano l'esculina producendo un colore nero del terreno.

L'incubazione della coltura del test per più di 30 minuti dopo l'aggiunta di Ninhydrin Reagent può dare risultati falsi positivi

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1) Per uso diagnostico in vitro (IVD).

2) Solo per uso professionale di laboratorio.

3) Gli operatori devono essere formati e avere una certa esperienza. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. L'affidabilità dei risultati del test non può essere garantita in caso di deviazioni dalle istruzioni contenute in questo documento.

4) Consultare la scheda di sicurezza (SDS) per informazioni sui pericoli e sulle pratiche di manipolazione sicure.

5) Non utilizzare se il prodotto o la confezione sembrano danneggiati.

6) Seguire le precauzioni standard. Tutti i campioni dei pazienti devono essere considerati potenzialmente infetti e maneggiati di conseguenza.

7) Maneggiare tutti i campioni come infetti utilizzando procedure di laboratorio sicure. Smaltire materiali pericolosi o biologicamente contaminati secondo le pratiche del proprio istituto.

8) Evitare la contaminazione incrociata dei campioni utilizzando puntali monouso e sostituendole dopo ogni campione.

9) Non mescolare reagenti di lotti diversi. Si prega di utilizzare il prodotto entro il periodo di validità.

10) Non mangiare, bere, fumare, applicare cosmetici o maneggiare lenti a contatto nelle aree in cui vengono manipolati reagenti e campioni umani.

- 11) I risultati devono essere interpretati da un professionista qualificato insieme alla storia del paziente, ai segni e sintomi clinici e ai fattori di rischio epidemiologici.
- 12) Assicurarci che le apparecchiature di laboratorio siano calibrate e mantenute in conformità con la procedura del laboratorio.
- 13) Quando i risultati dei test vengono trasmessi dal laboratorio a un centro informatico, è necessario prestare attenzione per evitare trasferimenti di dati errati.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali e locali in vigore

ORDER INFORMATION












Prodotto	Confezionamento	Rif.
Hippurate Test	30 tests	88007

Questo documento IFU e la SDS sono disponibili dal Support Center online: liofilchem.com/ifu-sds

References / Riferimenti

1. Finegold S.M., Martin W.J., Scott E.G. In: Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, 5th edition, p. 490. St. Louis, CV. Mosby, 1978.
2. Koneman E.W., Allen V.R.D., Sommers H.M. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 2nd ed. 1983.
3. Piot, P. Gardnerella vaginalis. In: Manual of Clinical Microbiology. Lennette E.H., Balowes A., Hausler W.J., Shadomy H.J. Eds. American Society for microbiology. Washington, D.C. 1985.
4. Chapin K.C., Lauderdale T.L. Reagents, Stain and Media: bacteriology. In: Manual of Clinical Microbiology. Murray P.R., Baron E.J., Jorgensen J.H., Pfaller M.A., Tenover F.C., Tenover R.H. Eds. American Society for microbiology. Washington, D.C. 2003.

Table of Symbols / Tabella dei Simboli

	Batch code / Codice del lotto
	Catalogue number / Numero di catalogo
	<i>In Vitro</i> Diagnostic Medical Device / Dispositivo Medico Diagnostico <i>in vitro</i>
	Manufacturer / Fabbricante
	Use by / Utilizzare entro
	Fragile, handle with care / Fragile, maneggiare con cura
	Temperature limitation / Limiti di temperatura
	Contains sufficient for <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> saggi
	Consult instructions for use / Consultare le istruzioni per l'uso
	Do not reuse / Non riutilizzare
	Keep away from sunlight / Tenere al riparo dalla luce solare



Liofilchem® s.r.l.

Via Scozia, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Italy

Tel. +39 0858930745

Fax +39 0858930330

www.liofilchem.com

liofilchem@liofilchem.com

