

MIF COLOR KIT

Soluzione colorante e fissativa per la ricerca di uova e parassiti fecali.
Colouring and fixative solution for eggs and faecal parasite.

MODALITA' D'USO

1. Prelevare 1 ml della soluzione B e trasferirla nel contenitore della soluzione A.
2. Prelevare con l'apposita paletta una piccola porzione di feci e schiacciarla contro la parete interna del flacone
3. Chiudere bene il tappo ed agitare finchè il campione non risulti omogeneamente sospeso.
4. Lasciare riposare per un'ora
5. Prelevare con pipetta una piccola quantità di materiale e depositarne una goccia su un vetrino
6. Coprire il vetrino con un coprioggetto ed esaminare il preparato al microscopio.

INSTRUCTION FOR USE

1. Take 1 ml of B solution and transfer it into the A solution container.
2. Take with apposite loop a little quantity of faeces and crush it against the internal side of flask
3. Close up the lid and mix until the homogeneous suspension of sample.
4. Leave to replace for 1 hour.
5. Take with a pipette a little quantity of sample and to put down a drop on microscope slide
6. Cover the microscope slide and examine at microscope.

FORMULA (grammi per litro)

SOLUZIONE A : MIF	
Mertiolato.....	0.465
Formalina 37%.....	12.56
Eosina.....	0.037
Glicerolo.....	9.3
SOLUZIONE B: LUGOL	
Iodio.....	100
Ioduro Potassio.....	50

FORMULA (grams per litre)

A SOLUTION : MIF	
Merthiolate.....	0.465
Formalin 37%.....	12.56
Eosin.....	0.037
Glycerol.....	9.3
B SOLUTION : LUGOL	
Iodine.....	100
Potassium Iodide.....	50

NORME PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI DI FECI

1. Il paziente deve sospendere eventuali terapie con farmaci ad attività antiacida, antidiarroica, antibiotica e lassativa.
2. I campioni fecali devono essere raccolti in contenitori a bocca larga ben puliti, o su un foglio di carta pulita; non utilizzare feci provenienti da servizi igienici o mescolate ad urine
3. Far pervenire il campione fecale entro un'ora dall'emissione, al laboratorio.

INSTRUCTION FOR FAECAL SAMPLES COLLECTION

1. The patient must be suspend any therapy with antiacid, antidiarrhoic, antimicrobial and laxative drug.
2. The faecal samples must be collected in clean, large container or on clean paper sheet; do not utilize faeces from toilettes or mixing with urine.
3. Send the sample to laboratory within 1 hour to emission

CONTENUTO DEL KIT

50 Flaconi di Soluzione A
1 Flacone di Soluzione B

CONTENT OF KIT

50 Bottles of A Solution
1 Bottle of B Solution

CONSERVAZIONE

15-25 °C

STORE AT

15-25 °C

VALIDITA'

2 anni

SHELF LIFE

2 years

PRODOTTO / PRODUCT	CODICE / CODE	CONFEZIONE / PACKAGING
MIF COLOR KIT	80275	50 TESTS

BIBLIOGRAPHY

1. J.W.Smith and M.S. Bartlett. "Diagnostic parasitology. Introduction and methods", **55**, p.595-611. In E.H.Lennette, A.Balows, W.J.Hausler J.r., H.J.Shadomy (ed) Manual of clinical microbiology, Fourth edition American society for Microbiology, Washington, D.C. 1985.
2. D.M. Melvin and G.R.Healy "Intestinal and urogenital protozoa", **57**, p.631-350. In E.H.Lennette, A.Balows, W.J.Hausler J.r., H.J.Shadomy (ed) Manual of clinical microbiology, Fourth edition American society for Microbiology, Washington, D.C. 1985.
3. L.R.Ash and T.C.Orihel "Intestinal helminths", **59**, p.660-673. In E.H.Lennette, A.Balows, W.J.Hausler J.r., H.J.Shadomy (ed) Manual of clinical microbiology, Fourth edition American society for Microbiology, Washington, D.C. 1985.



Liofilchem s.r.l Bacteriology Products

Via Scozia-Zona industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi Tel. +39.085.8930745 - Fax +39.085.8930330
Web site: <http://www.liofilchem.net> E-mail: liofilchem@liofilchem.net