



Acqua Depurata FU

Acqua depurata per Osmosi Inversa.

CARATTERISTICHE

Formula chimica:	H ₂ O
Sinonimi:	Acqua distillata
Purezza:	Conforme Farmacopea Ufficiale Italiana (FUI), Farmacopea Europea (EP)

PARAMETRI ORGANOLETTICI:

Liquido limpido, incolore, inodore, insapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI:

Saggi di purezza	Valori limite	Saggi di purezza	Valori limite
Cloruri	Conforme FUI	Solfati	Conforme FUI
Nitrati	≤ 0.2 ppm	Ammonio	≤ 0.2 ppm
Calcio	Conforme FUI	Metalli pesanti	Conforme FUI
Magnesio	Conforme FUI	Sostanze ossidabili	Conforme FUI
Residuo	≤ 0.001 %	Conducibilità	Conforme FUI
Acidità e alcalinità	Conforme FUI	Carica microbica	10 ² UFC/100 ml

CONFEZIONE

Flaconi in PVC da 1000 ml.

USO

Farmaceutico, Cosmetico, Chimico-Industriale.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, non esporre alla luce diretta del sole, non tenere vicino a fonti di calore diretto. La data di scadenza indicata in etichetta si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

VALIDITÀ

Tre anni dalla data di produzione.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali e locali in vigore.



PRESENTAZIONE	Cartone	Ref.	Pallet
Acqua Depurata FU	12 flaconi x 1000 ml	826000	50 cartoni x 1 pedana



LIOFILCHEM® s.r.l.

Via Scozia zona ind.le, 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy
Tel. +39 0858930745 Fax +39 0858930330 www.liofilchem.com