



## METHYLENE BLUE SOLUTION

Cod. 80277

Soluzione allo 0.3% di blu di metilene da utilizzare nella colorazione di Ziehl-Neelsen  
*0.3% Methylene blue solution for Ziehl-Neelsen coloration*

### COMPOSIZIONE COMPOSITION

Blu di metilene.....0.3%	<i>Methylene Blue.....0.3%</i>
--------------------------	--------------------------------

<b>CONTENUTO DEL KIT:</b> 1 x 250ml	<b>CONTENT OF THE KIT:</b> 1 x 250ml
<b>CONSERVAZIONE:</b> 15-25°C	<b>STORE AT:</b> 15-25°C
<b>VALIDITA':</b> 2 anni	<b>SHELF LIFE:</b> 2 years



### ***Liofilchem s.r.l. Bacteriology products***

64026 ROSETO D. A. (TE) ITALY Phone +390858930745 – Fax +390858930330

[www.liofilchem.net](http://www.liofilchem.net)

[liofilchem@liofilchem.net](mailto:liofilchem@liofilchem.net)