



LUGOL PVP SOLUTION

Cod. 80296
Cod. 80298

Soluzione di Lugol da utilizzare nella colorazione di Gram
Lugol solution to utilize in Gram coloration

COMPOSIZIONE COMPOSITION

Iodio.....1.3%	<i>Iodine.....1.3%</i>
Potassio ioduro.....2%	<i>Potassium iodine.....2%</i>
PVP.....7%	<i>PVP.....7%</i>

CONTENUTO DEL KIT: 1 x 1000 ml cod. 80296 1 x 250 ml cod. 80298	CONTENT OF THE KIT: 1 x 1000 ml cod. 80296 1 x 250 ml cod. 80298
CONSERVAZIONE: temperatura ambiente	STORE AT: room temperature
VALIDITA': 2 anni	SHELF LIFE: 2 years

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY

1. BLAZEVIC, D.J., and EDERER, G.M.: *Principles of biochemical tests in diagnostic microbiology*. pp. 63-67. New York, John Wiley & Sons, 1975.
2. FALKOW S.: *Activity of lysine decarboxylase as an aid in the identification of salmonellae and shigellae*. *Am.j.Clin.Pathol.*29:598-600,1958



Liofilchem s.r.l. Bacteriology products

64026 ROSETO D. A. (TE)-ITALY Phone +390858930745 Fax +390858930330
www.liofilchem.net liofilchem@liofilchem.net