



**SUPPLEMENTI SELETTIVI ED ARRICCHIMENTI
SELECTIVE SUPPLEMENTS AND ENRICHMENTS**

ONPG SUPPLEMENT

Supplemento per la determinazione dell' enzima *B-galattosidasi*.
Supplement for B-galactosidase enzyme determination.

IMPIEGO

ONPG supplement è un supplemento, per la determinazione dell'enzima *B-galattosidasi*. Il supplemento viene addizionato a terreni di uso generale alla concentrazione finale di 3 g per litro di terreno.

USE

ONPG supplement is supplement for B-galactosidase enzyme determination. The supplement is added to general use media at final concentration of 3 g per liter of media.

MODALITA' D'USO

Ricostruire asetticamente il contenuto di una fiala con 1 ml di acqua distillata sterile. Agitare fino a completa dissoluzione ed aggiungere asetticamente a 5 ml di terreno di uso generale, autoclavato e raffreddato a 50°C. Mescolare con cura e distribuire in contenitori finali.

INSTRUCTION FOR USE

Aseptically reconstitute the content of one vial with 1 ml of sterile distilled water . Mix to complete dissolution and add aseptically to 5 ml of general use media, autoclaved and cooled to 50°C . Mix well and distribute into final contentainers.

FORMULA (grammi per fiala)

Nitrophenyl-B-D- galattopyranoside..... 15 mg

FORMULA (grams per vial)

Nitrophenyl-B-D- galattopyranoside..... 15 mg

CONTENUTO

10 Fiale liofiliche di ONPG Supplement

CONTENT

10 Lyophilic vials of ONPG Supplement

CONSERVAZIONE

5-12°C

STORE AT

5-12°C

VALIDITA'

3 anni

SHELF LIFE

3 years

PRODOTTO / PRODUCT	CODICE / CODE	CONFEZIONE / PACKAGING
ONPG SUPPLEMENT	81032	10 Fiale per 5 ml di terreno/ 10 Vials for 5 ml of medium

BIBLIOGRAPHY

1. *The United States Pharmacopeia, 21 st rev.1985.United States Pharmacopeial Convention, Rockville, Md.*